

Philips Cordless Power Flosser 3000 HX3886/41 DiamondClean 9000

Mærke : Philips

Produktkode: HX3886/41

Produktnavn : Cordless Power Flosser 3000 HX3886/41 DiamondClean 9000

- Sonicare Fluid Action
 - Quad Stream-teknologi
 - Kvalitetsdesign og tilbehør
 - Designet til enkel og ubesværet brug
 - Lang batterilevetid
 - 2 flosser-spidser
 - 250 ml vandtank
 - Sonicare-app
 - Effektiv mundpleje, på din måde
 - Visuel tryksensor
 - Pleje af din mundhygiejne
 - Sig farvel til plak
 - Renser under tandkødsranden
- Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 DiamondClean 9000

Philips Cordless Power Flosser 3000 HX3886/41 DiamondClean 9000:

Komplet mundpleje på blot 3 minutter

Skånsom fjernelse af plak og misfarvninger på tænder og tandkød
Brug den ledningsfri Power Flosser 3000 til skånsomt at fjerne op til 99 % af plak under tandkødsranden**. Par den med DiamondClean 9000 for at fjerne op til 100 % mere misfarvning på 3 dage***. Udfør mundpleje på kun 3 minutter.



Funktioner		Andre funktioner	
Formål *	Voksen	Garantiperiode	2 År
Tandbørste type *	Sonisk tandbørste	Emballeringsdata	
Justerbar hastighed *	✓	Pakkebredde	245 mm
Antal hastigheder	3	Pakkedybde	120 mm
Integreret timer *	✓	Pakkehøjde	259 mm
Antal tandbørstnings funktioner *	4	Pakkevægt	1,59 kg
Tandbørstningstilstande *	Daglig pleje, Dyb rensning, Gum pleje, Blegning	Emballage indhold	
Tryksensor	✓	Antal medfølgende håndtag *	1 stk
Justerbart skylletryk	✗	Børstehoveder medfølger *	1 stk
Produktfarve *	Hvid	Tandtråd inkluderet	✓
Krat - ændring indikator	✓	Rejseetui	✗
Håndtag funktioner	Ergonomisk	Oplader	✓
Bluetooth	✓	Opladningsetui	✓
Understøttelse af mobilapp *	✓	Inkluderede børstehoveder	1 - C3
Strømstyring		USB-kabel inkluderet	✓
Strømkilde *	Batteri	USB oplader inkluderet	✓
Batteritype *	Indbygget batteri	Batteri	
Genopladelig	✓	Batteriteknologi	Lithium-Ion (Li-Ion)
Indikator for lavt batteriniveau	✓	Tekniske detaljer	
		Glas oplader	✓
		Antal dyser	2
		Timer	Flosser: QuadPacer pauses every 15 seconds; Toothbrush: BrushPacer pauses every 20 seconds
		Udskiftningspåmindelse	Toothbrush: BrushSync lets you know when to replace your brush head



8720689016155



8720689017060

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 30-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date